

## Fosfor in 24 uur urine

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Debietpot voor 24 uur urinecollectie
<b>Staal type:</b>	Urine (24 u)
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	10 mL
<b>Bewaring:</b>	Debietpot gekoeld bewaren gedurende collectieperiode
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	6 maand indien aangezuurd
<b>Bijsluiter:</b>	<a href="#">phos2_2024-01_v6.pdf</a>

### ▼ Referentiewaarden

<b>Referentiewaarde:</b>	13 - 42 mmol/24u
<b>Eenheden:</b>	mmol/24u
<b>Bron referentiewaarde:</b>	Bijsluiter Roche

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	AZ Sint-Maria Halle
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Apr. Biol. A Schallier
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	Doorlopend
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	3 uur
<b>Toestel:</b>	Cobas 6000
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	Algemeen aanvraagformulier

### ▼ Tarificatiegegevens

#### ▼ Tarief ambulante

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	543594
<b>B-waarde:</b>	60
<b>Prijs:</b>	0.48

#### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	543605
<b>B-waarde:</b>	60
<b>Prijs:</b>	0.48

### ▼ Analysegegevens

<b>Minimum volume test:</b>	10 mL
<b>Labo verkort nummer:</b>	FOSF.24u.