

## CRP High Sensitive

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Li - heparine (groen)
<b>Afname recipient alternatief:</b>	Serumtube (rood)
<b>Staal type:</b>	Plasma of serum
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	2 mL
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	11 dagen
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	2 maanden
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	3 jaar
<b>Bijsluiter:</b>	<a href="#">crphs_2024-05_v9.pdf</a>

### ▼ Referentiewaarden

<b>Referentiewaarde:</b>	0.0 - 1.0 mg/L
<b>Eenheden:</b>	mg/L
<b>Bron referentiewaarde:</b>	Bijsluiter Roche

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	AZ Sint-Maria Halle
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Apr. Biol. A Schallier
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	Doorlopend
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	3 uur
<b>Toestel:</b>	Cobas 6000
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	Algemeen aanvraagformulier

### ▼ Tarificatiegegevens

#### ▼ Tarief ambulant

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	541052
<b>B-waarde:</b>	100
<b>Prijs:</b>	0.80

#### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	541063
<b>B-waarde:</b>	100
<b>Prijs:</b>	0.80

### ▼ Analysegegevens

<b>Minimum volume test:</b>	2 mL
<b>Labo verkort nummer:</b>	CRP.HS