

Kingella kingae DNA gewrichtsvocht

▼ Afname condities

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Afname recipient voorkeur: | sput |
| Afname recipient alternatief: | steriel gesloten potje |
| Staal type: | gewrichtsvocht |
| Minimale hoeveelheid: | 1.5 mL |
| Afname condities: | |
| Bewaring: | |
| Transport condities: | bij kamertemperatuur |
| Stabiliteit (KT): | |
| Stabiliteit (4°C): | |
| Stabiliteit (-20°C): | |

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

De aanwezigheid van K.kingae DNA in een normaal steriel vocht vormt het bewijs van een infectie.

▼ Uitvoeringsinformatie

| | |
|---|-------------------------------|
| Uitvoerend labo: | AZ Sint-Jan Brugge - Oostende |
| Verantwoordelijke klinische bioloog: | Dr. S. Roggeman |
| Uitvoerfrequenties: | op afroep |
| Maximum antwoordtijd: | |
| Toestel: | |
| Test onder accreditatie: | no |
| Type aanvraagformulier: | |

▼ Analysegegevens

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Doorbewaarde ondergrens: | |
| Doorbewaarde bovengrens: | |
| Minimum volume test: | 1.5 mL |
| Interferentie: | |
| Labo verkort nummer: | KINkin.dna.PUV |