

Kingella kingae DNA gewrichtsvocht

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	sput
Afname recipient alternatief:	steriel gesloten potje
Staal type:	gewrichtsvocht
Minimale hoeveelheid:	1.5 mL
Afname condities:	
Bewaring:	
Transport condities:	bij kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

De aanwezigheid van K.kingae DNA in een normaal steriel vocht vormt het bewijs van een infectie.

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Jan Brugge - Oostende
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Dr. S. Roggeman
Uitvoerfrequenties:	op afroep
Maximum antwoordtijd:	
Toestel:	
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	

▼ Analysegegevens

Doorbewaarde ondergrens:	
Doorbewaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	1.5 mL
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	KINkin.dna.PUV