

Hepatitis B virus DNA

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	EDTA-tube
Afname recipient alternatief:	serumtube
Staal type:	plasma (voorkeur) of serum
Minimale hoeveelheid:	1 mL
Afname condities:	afcentrifugeren en afzonderen plasma binnen 6u na afname
Bewaring:	koelkast na centrifugatie
Transport condities:	plasma invriezen voor transport
Stabiliteit (KT):	24 u
Stabiliteit (4°C):	3 dagen
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	UZ Leuven
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Prof. Dr. M. Van Ranst
Uitvoerfrequenties:	Dagelijks (weekdagen)
Maximum antwoordtijd:	2 dagen
Toestel:	
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	1 mL
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	HBV.dna.kwl