

## Mazelen PCR

### ▼ Afname condities

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Afname recipient voorkeur:</b>    | UTM-wisser  |
| <b>Afname recipient alternatief:</b> | eSwab   |
| <b>Staal type:</b>                   | nasopharyngeale wisser  |
| <b>Minimale hoeveelheid:</b>         | 0.5 mL  |
| <b>Afname condities:</b>             | afname maximaal 7 dagen na uitbreken van huiduitslag; begeleidend aanvraagformulier NRC in te vullen. |
| <b>Bewaring:</b>                     | koelkast  |
| <b>Transport condities:</b>          | kamertemperatuur  |
| <b>Stabiliteit (KT):</b>             |   |
| <b>Stabiliteit (4°C):</b>            |   |
| <b>Stabiliteit (-20°C):</b>          |   |

### ▼ Interpretatie

**Klinische interpretatie:**

### ▼ Uitvoeringsinformatie

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Uitvoerend labo:</b>                     | NRC Sciensano         |
| <b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b> |                       |
| <b>Uitvoerfrequenties:</b>                  | dagelijks (weekdagen) |
| <b>Maximum antwoordtijd:</b>                | 4 dagen               |
| <b>Toestel:</b>                             |                       |
| <b>Test onder accreditatie:</b>             | no                    |
| <b>Type aanvraagformulier:</b>              |                       |

### ▼ Analysegegevens

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Doorbelwaarde ondergrens:</b> |             |
| <b>Doorbelwaarde bovengrens:</b> |             |
| <b>Minimum volume test:</b>      | 0.5 mL      |
| <b>Interferentie:</b>            |             |
| <b>Labo verkort nummer:</b>      | MAZ.rna.NAP |
| <b>Medidoc code:</b>             | 15410B.R    |