

## Mazelen PCR

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	UTM-wisser
<b>Afname recipient alternatief:</b>	eSwab
<b>Staal type:</b>	nasopharyngeale wisser
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	0.5 mL
<b>Afname condities:</b>	afname maximaal 7 dagen na uitbreken van huiduitslag; begeleidend aanvraagformulier NRC in te vullen.
<b>Bewaring:</b>	koelkast
<b>Transport condities:</b>	kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	

### ▼ Interpretatie

**Klinische interpretatie:**

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	NRC Sciensano
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	dagelijks (weekdagen)
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	4 dagen
<b>Toestel:</b>	
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	

### ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelwaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelwaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	0.5 mL
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo verkort nummer:</b>	MAZ.rna.NAP
<b>Medidoc code:</b>	15410B.R