

Mazelen PCR

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	UTM-wisser
Afname recipient alternatief:	eSwab
Staal type:	nasopharyngeale wisser
Minimale hoeveelheid:	0.5 mL
Afname condities:	afname maximaal 7 dagen na uitbreken van huiduitslag; begeleidend aanvraagformulier NRC in te vullen.
Bewaring:	koelkast
Transport condities:	kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	NRC Sciensano
Verantwoordelijke klinische bioloog:	
Uitvoerfrequenties:	dagelijks (weekdagen)
Maximum antwoordtijd:	4 dagen
Toestel:	
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	0.5 mL
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	MAZ.rna.NAP
Medidoc code:	15410B.R