

Tropheryma whipplei DNA (faeces)

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	faecespotje
Afname recipient alternatief:	steriel collectiepotje met lepeltje
Staal type:	stoelgang
Minimale hoeveelheid:	
Afname condities:	
Bewaring:	koelkast
Transport condities:	gekoeld
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	2 weken
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

Gelieve steeds het begeleidende aanvraagformulier (cfr. Cyberlab) in te vullen en mee te geven met het staal. Graag ook gelijktijdig afname van speeksel op eSwab-wisser.

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	O.L.V.-ziekenhuis Aalst
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. An Boel
Uitvoerfrequenties:	2 maal per week
Maximum antwoordtijd:	15 dagen
Toestel:	
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	TROWHI.dna.FEC.kwl