

17-Hydroxysteroiden/24u

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Debietpot voor 24 uren urinecollectie
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Urine
Minimale hoeveelheid:	10 mL
Afname condities:	
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

Max. leeftijd	Geslacht	Referentiewaarde
1 j	V	<1 Mg/24u
1 j	M	<1 Mg/24u
11 j	V	<5 Mg/24u
11 j	M	<5 Mg/24u
15 j	V	<12 Mg/24u
15 j	M	<12 Mg/24u
70 j	M	5 -23 Mg/24u
70 j	V	3 -15 Mg/24u
> 70 j	M	3 -15 Mg/24u
> 70 j	V	3 -13 Mg/24u

Extra informatie

Vals verhoogde waarde: digitalis-glycosiden, meprobamaat, penicillines, feznothiazine
Valse verlaagde waarde: oestrogenen, orale contraceptiva

Eenheden: mg/24u

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maarten (Campus Duffel)
Verantwoordelijke klinische bioloog:	
Uitvoerfrequenties:	1 x per week
Maximum antwoordtijd:	2 weken
Toestel:	
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Toxicologie

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 21036-9

▼ Tarief ambulant

RIZIV nomenclatuurnummer:	546630
B-waarde:	400
Prijs:	3.18

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	546641
B-waarde:	400
Prijs:	3.18

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:

Doorbelwaarde bovengrens:

Minimum volume test: 10 mL

Interferentie: Zie tabblad "Referentiewaarden"

Labo verkort nummer: 17OHS.24u

Medidoc code: 58739B.U

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/17-hydroxystero%C3%AFden24u?auth=1>