

Amfetamine in urine

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Urinetube
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Urine
Minimale hoeveelheid:	10 mL
Afname condities:	pH moet liggen tussen 5 en 8
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	5 dagen
Stabiliteit (-20°C):	
Bijsluiter:	amps2_2024-08_v7.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:	
Positief screeningsresultaat wordt geconfirmeerd in ASZ Aalst.	
Eenheden:	ng/mL
Bron referentiewaarde:	Bijsluiter Roche

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	Cobas Pro
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Toxicologie urine

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	547794
B-waarde:	250
Prijs:	1.99

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	547805
B-waarde:	250
Prijs:	1.99

▼ Analysegegevens

Doorbelaarde ondergrens:	
Doorbelaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	10 mL
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	AMFT.URI.kwt

Medidoc code:

00510A.U

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/amfetamine-urine?auth=1>