

## Amfetamine in urine

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Urinetube
<b>Afname recipient alternatief:</b>	
<b>Staal type:</b>	Urine
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	10 mL
<b>Afname condities:</b>	pH moet liggen tussen 5 en 8
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	5 dagen
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	
<b>Bijsluiter:</b>	<a href="#">amps2_2020-06_v12.pdf</a>

### ▼ Referentiewaarden

#### Referentiewaarden:

Positief screeningsresultaat wordt geconfirmeerd in ASZ Aalst.

<b>Eenheden:</b>	ng/mL
<b>Bron referentiewaarde:</b>	Bijsluiter Roche

### ▼ Interpretatie

#### Klinische interpretatie:

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	AZ Sint-Maria Halle
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Apr. Biol. A Schallier
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	Doorlopend
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	3 uur
<b>Toestel:</b>	Cobas 6000
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	Toxicologie urine

### ▼ Tarificatiegegevens

#### ▼ Tarief ambuland

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	547794
<b>B-waarde:</b>	250
<b>Prijs:</b>	1.99

#### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	547805
<b>B-waarde:</b>	250
<b>Prijs:</b>	1.99

### ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	10 mL
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo verkort nummer:</b>	AMFT.URI.kwt

**Medidoc code:**

00510A.U

---

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/amfetamine-urine?auth=1>