

# Transglutaminase

## ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Serumtube ( rood )
<b>Afname recipient alternatief:</b>	Li - heparine ( groen )
<b>Staal type:</b>	Serum of plasma
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	2 ml
<b>Afname condities:</b>	
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	1 dag
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	1 week
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	6 maanden

## ▼ Referentiewaarden

<b>Eenheden:</b>	U/mL
<b>Bron referentiewaarde:</b>	

## ▼ Interpretatie

**Klinische interpretatie:**

## ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	Algemeen Ziekenhuis Halle
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Apr. Biol. A Schallier
<b>Uitvoersfrequenties:</b>	
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	
<b>Toestel:</b>	Chorus - APP00172
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	autoantilichamen

## ▼ Tarificatiegegevens

<b>Loinc code:</b>	31017-7
--------------------	---------

## ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelwaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelwaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	2 ml
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo aanvraagnummer:</b>	2985
<b>Labo verkort nummer:</b>	tTG.IgA.kwt
<b>Medidoc code:</b>	63223C.B