


Creatinine in 24 uur urine

▼ Afname condities

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Afname recipient voorkeur: | Debietpot voor 24 uur urinecollectie |
| Staal type: | Urine |
| Minimale hoeveelheid: | 10 mL |
| Bewaring: | Kamertemperatuur |
| Transport condities: | Kamertemperatuur |
| Stabiliteit (KT): | 3 dagen |
| Stabiliteit (4°C): | 8 dagen |
| Stabiliteit (-20°C): | 3 weken |
| Bijsluiter: | crej2_2023-10_v5.pdf |

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:



| | |
|-------------------------------|------------------|
| Eenheden: | mg/24u |
| Bron referentiewaarde: | Bijsluiter Roche |

▼ Uitvoeringsinformatie

| | |
|---|----------------------------|
| Uitvoerend labo: | AZ Sint-Maria Halle |
| Verantwoordelijke klinische bioloog: | Apr. Biol. A Schallier |
| Uitvoerfrequenties: | Doorlopend |
| Maximum antwoordtijd: | 3 uur |
| Toestel: | Cobas 6000 |
| Test onder accreditatie: | no |
| Type aanvraagformulier: | Algemeen aanvraagformulier |

▼ Tarificatiegegevens

| | |
|--------------------|--------|
| Loinc code: | 2162-6 |
|--------------------|--------|

▼ Analysegegevens

| | |
|-----------------------------|----------|
| Minimum volume test: | 10 mL |
| Labo verkort nummer: | KREA.24u |
| Medidoc code: | 57383B.U |