

# Treponema VDRL

## ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Serumtube (rood)
<b>Afname recipient alternatief:</b>	EDTA-plasma (paars)
<b>Staal type:</b>	Serum of EDTA-plasma
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	2 ml
<b>Afname condities:</b>	Wordt samen met treponema uitgevoerd
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	5 dagen
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	

## ▼ Referentiewaarden

<b>Referentiewaarde:</b>	< 2.0
--------------------------	-------

## ▼ Interpretatie

**Klinische interpretatie:**

## ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	AZ Sint-Maria Halle
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Apr. Biol. A Schallier
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	1 x per dag
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	1 dag
<b>Toestel:</b>	manueel
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	infectieuze serologie

## ▼ Tarificatiegegevens

### ▼ Tarief ambulant

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	552716
<b>B-waarde:</b>	80
<b>Prijs:</b>	0.64

### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	552720
<b>B-waarde:</b>	80
<b>Prijs:</b>	0.64

## ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelwaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelwaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	2 ml
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo verkort nummer:</b>	TREPAL.vdrl.kwl
<b>Medidoc code:</b>	58415A.B