

Koude agglutinenen

▼ Afname condities

| | |
|--------------------------------------|---|
| Afname recipient voorkeur: | Serumtube (rood) |
| Afname recipient alternatief: | |
| Staal type: | Serum |
| Minimale hoeveelheid: | 2 mL |
| Afname condities: | Afname in een op voorhand verwarmde buis op 37 °C |
| Bewaring: | Kamertemperatuur |
| Transport condities: | Kamertemperatuur |
| Stabiliteit (KT): | 3 dagen |
| Stabiliteit (4°C): | |
| Stabiliteit (-20°C): | |

▼ Referentiewaarden

Eenheden:
Bron referentiewaarde:

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

| | |
|---|--------------------|
| Uitvoerend labo: | |
| Verantwoordelijke klinische bioloog: | |
| Uitvoersfrequenties: | Doorlopend |
| Maximum antwoordtijd: | 2 dagen |
| Toestel: | |
| Test onder accreditatie: | no |
| Type aanvraagformulier: | Immuno hematologie |

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambulant

| | |
|----------------------------------|--------|
| RIZIV nomenclatuurnummer: | 555295 |
| B-waarde: | 40 |
| Prijs: | 0.32 |

▼ Tarief vrijblijvend

| | |
|----------------------------------|--------|
| RIZIV nomenclatuurnummer: | 555306 |
| B-waarde: | 40 |
| Prijs: | 0.32 |

▼ Analysegegevens

| | |
|----------------------------------|----------|
| Doorbelwaarde ondergrens: | |
| Doorbelwaarde bovengrens: | |
| Minimum volume test: | 2 mL |
| Interferentie: | |
| Labo aanvraagnummer: | 1250 |
| Labo verkort nummer: | KAG |
| Medidoc code: | 58241A.B |

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/koude-agglutinenen?auth=1>