

Oxaalzuur in 24 uur urine

▼ Afname condities

| | |
|--|--------------------------------------|
| Afname recipient voorkeur: | Debietpot voor 24 uur urinecollectie |
| Afname recipient alternatief: | |
| Staal type: | Urine |
| Minimale hoeveelheid: | 10 ml |
| Afname condities: | |
| Nooit in frigo bewaren, aanzuren met 1 % geconcentreerd HCL, steeds creatinine meeanvragen | |
| Bewaring: | Kamertemperatuur |
| Transport condities: | Kamertemperatuur |
| Stabiliteit (KT): | |
| Stabiliteit (4°C): | |
| Stabiliteit (-20°C): | |

▼ Referentiewaarden

| | |
|-------------------------------|--------|
| Eenheden: | mg/24u |
| Bron referentiewaarde: | |

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

| | |
|---|-------------------------------|
| Uitvoerend labo: | UZ Leuven |
| Verantwoordelijke klinische bioloog: | |
| Uitvoersfrequenties: | 1 x per week |
| Maximum antwoordtijd: | 10 dagen |
| Toestel: | Geen analysetoestel toegekend |
| Test onder accreditatie: | no |
| Type aanvraagformulier: | 24 uur urine |

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 2701-1

▼ Tarief ambuland

| | |
|----------------------------------|--------|
| RIZIV nomenclatuurnummer: | 543572 |
| B-waarde: | 600 |
| Prijs: | 4.78 |

▼ Tarief vrijblijvend

| | |
|----------------------------------|--------|
| RIZIV nomenclatuurnummer: | 543583 |
| B-waarde: | 600 |
| Prijs: | 4.78 |

▼ Analysegegevens

| | |
|----------------------------------|----------|
| Doorbelwaarde ondergrens: | |
| Doorbelwaarde bovengrens: | |
| Minimum volume test: | 10 ml |
| Interferentie: | |
| Labo verkort nummer: | OXZ.24u |
| Medidoc code: | 57417B.U |

