

## ENA en DNA screening

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Serumtube (rood)
<b>Afname recipient alternatief:</b>	Li - heparine (groen)
<b>Staal type:</b>	Serum of plasma
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	2 mL
<b>Afname condities:</b>	
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	1 dag
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	1 week
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	6 maanden
<b>Bijsluiter:</b>	<a href="#">ctd_screen_2017-04_v21.pdf</a>

### ▼ Referentiewaarden

#### Referentiewaarden:

< 0.7: negatief

0.7 - 1.0: grenswaarde

> 1.0: positief

**Eenheden:** ratio  
**Bron referentiewaarde:** Bijsluiter Phadia

### ▼ Interpretatie

#### Klinische interpretatie:

Bij resultaat > 0.7 ratio wordt gescreend naar de afzonderlijke ENA antilichamen.

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	AZ Sint-Maria Halle
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Apr. Biol. A Schallier
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	Doorlopend
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	3 dagen
<b>Toestel:</b>	Immunocap 250
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	biochemie

### ▼ Tarificatiegegevens

#### ▼ Tarief ambuland

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	556032
<b>B-waarde:</b>	350
<b>Prijs:</b>	2.79

#### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	556043
<b>B-waarde:</b>	350
<b>Prijs:</b>	2.79

▼ Analysegegevens

**Doorbelwaarde ondergrens:**

**Doorbelwaarde bovengrens:**

**Minimum volume test:** 2 mL

**Interferentie:**

**Labo verkort nummer:** CTD.as.kwt

---

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/ena-en-dna-screening?auth=1>