

## Toxoplasma IgM confirmatie

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Serumtube (rood)
<b>Afname recipient alternatief:</b>	Li - heparine (groen)
<b>Staal type:</b>	Serum of plasma
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	2 mL
<b>Afname condities:</b>	
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	3 dagen
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	3 weken
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	3 maanden

### ▼ Referentiewaarden

#### Referentiewaarden:

≤ 0.8	negatief
> 0.8 - < 1.2	grenszone
≤ 1.2	positief

<b>Eenheden:</b>	index
<b>Bron referentiewaarde:</b>	Bijsluiser International Medical

### ▼ Interpretatie

#### Klinische interpretatie:

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	UZ Brussel
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Dr Ilse Weets
<b>Uitvoersfrequenties:</b>	Doorlopend
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	1 week
<b>Toestel:</b>	
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	Algemeen aanvraagformulier

### ▼ Tarificatiegegevens

#### ▼ Tarief ambulante

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	551773
<b>B-waarde:</b>	300
<b>Prijs:</b>	2.47

#### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	551784
<b>B-waarde:</b>	300
<b>Prijs:</b>	2.41

### ▼ Analysegegevens

#### Doorbelwaarde ondergrens:

**Doorbelwaarde bovengrens:**

**Minimum volume test:** 2 mL

**Interferentie:**

**Labo verkort nummer:** TXP.IgM.kwt.conf

---

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/toxoplasma-igm-confirmatie?auth=1>