

Neisseria gonorrhoeae DNA (urethra)

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	eSwab fijn (oranje stop)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Urethrale wisser (man)
Minimale hoeveelheid:	
Afname condities:	
Bewaring:	koelkast
Transport condities:	kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Referentiewaarden

Eenheden:
Bron referentiewaarde:

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

Als alternatief voor de urethrale afname, kan bij een man Neisseria gonorrhoeae eveneens opgespoord worden in de eerste portie urine.

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr.biol. M. Van Gysel
Uitvoerfrequenties:	wekelijks
Maximum antwoordtijd:	1 week
Toestel:	
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambulante

RIZIV nomenclatuurnummer:	550911
B-waarde:	800
Prijs:	6.37

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	550922
B-waarde:	800
Prijs:	6.37

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	NEIGON.DNA
Medidoc code:	63380G.A

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/neisseria-gonorrhoeae-dna-urethra?auth=1>