

Ammoniak

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	EDTA-plasma (paars)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Plasma
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Afname condities:	Afname op ijs
Bewaring:	Analyse uitvoeren 20-30 minuten na afname
Transport condities:	op ijs
Stabiliteit (KT):	30 minuten
Stabiliteit (4°C):	2 uur
Stabiliteit (-20°C):	3 dagen
Bijsluiter:	nh3l2_2019-07_v1.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:
Man: 27.2 - 102.0 µg/dL
Vrouw: 18.7 - 86.9 µg/dL

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	2 uur
Toestel:	Cobas 6000
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 1839-0

▼ Tarief ambulant

RIZIV nomenclatuurnummer:	540153
B-waarde:	400
Prijs:	3.18

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	540164
B-waarde:	400
Prijs:	3.18

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	2 mL

Interferentie:	Temozolomide behandeling
Labo aanvraagnummer:	1685
Labo verkort nummer:	NH3
Medidoc code:	57115A.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/ammoniak?auth=1>