

## Neisseria gonorrhoeae DNA urine

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Steriele urinetubes
<b>Afname recipient alternatief:</b>	Steriel urinepotje
<b>Staal type:</b>	Eerste portie urine (man)
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	10 mL (eerste fractie)
<b>Afname condities:</b>	
<b>Bewaring:</b>	koelkast
<b>Transport condities:</b>	kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	

### ▼ Interpretatie

#### Klinische interpretatie:

Urine is voor vrouwelijke patiënten een minder aangewezen staal omwille van lagere sensitiviteit; een cervicale wisser geniet de voorkeur!  
Bij mannen is het belangrijk de eerste portie van de urine te collecteren (bij voorkeur ochtendurine of minstens 1 uur niet geplast tevoren).

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	AZ Sint-Maria
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Apr. Biol. M. Van Gysel
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	weekdagen
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	1 week
<b>Toestel:</b>	
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	

### ▼ Tarificatiegegevens

#### ▼ Tarief ambulant

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	550911
<b>B-waarde:</b>	800
<b>Prijs:</b>	6.37

#### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	550922
<b>B-waarde:</b>	800
<b>Prijs:</b>	6.37

### ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelwaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelwaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	10 mL (eerste fractie)
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo verkort nummer:</b>	NEIGON.DNA.URI
<b>Medidoc code:</b>	63380G.A

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/neisseria-gonorrhoeae-dna-urine?auth=1>