

## Mycobacterium tuberculosis DNA (sputum)

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Steriel recipiënt
<b>Afname recipient alternatief:</b>	
<b>Staal type:</b>	Diep opgehoest ochtendsputum
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	1 mL
<b>Afname condities:</b>	
<b>Bewaring:</b>	Koelkast
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	72 uur
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	

### ▼ Interpretatie

**Klinische interpretatie:**

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	Hôpital Erasme
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Prof. Dr. O.Denis
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	Dagelijks (op weekdays)
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	3 dagen
<b>Toestel:</b>	
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	

### ▼ Tarificatiegegevens

#### ▼ Tarief ambuland

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	550933
<b>B-waarde:</b>	2000
<b>Prijs:</b>	15.92

#### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	550944
<b>B-waarde:</b>	2000
<b>Prijs:</b>	15.92

### ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelwaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelwaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	1 mL
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo aanvraagnummer:</b>	MYCTUB.dna.kwl.SPU
<b>Labo verkort nummer:</b>	MYCTUB.dna.kwl.SPU