

Vancomycine piekwaarde

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Li - heparine (groen)
Afname recipient alternatief:	Serumtube (rood)
Staal type:	Plasma
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Afname condities:	Afname moet 1 uur na toediening gebeuren
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	2 dagen
Stabiliteit (4°C):	14 dagen
Stabiliteit (-20°C):	12 maanden
Bijsluiter:	vanc3_2023-12_v7.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarde:	25 - 40 mg/L
Eenheden:	mg/L
Bron referentiewaarde:	The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2010-2011

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. Anneleen Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	Cobas Pro
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Therapeutische monitoring

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambulant

RIZIV nomenclatuurnummer:	548715
B-waarde:	350
Prijs:	2.79

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	548726
B-waarde:	350
Prijs:	2.79

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	2 mL
Interferentie:	
Labo aanvraagnummer:	3840
Labo verkort nummer:	VANC.piek

Medidoc code:

630350.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/vancomycine-piekwaarde?auth=1>