

## Sinus cultuur

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	eSwab fijne wisser (oranje stop)
<b>Afname recipient alternatief:</b>	eSwab
<b>Staal type:</b>	Wisser sinus
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	max. 24 uur

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	AZ Sint-Maria
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Apr. Biol. M. Van Gysel
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	Dagelijks
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	2 dagen