

Magnesium in serum

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Li - heparine (groen)
Afname recipient alternatief:	Serumtube (rood)
Staal type:	Plasma of serum
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	7 dagen
Stabiliteit (4°C):	7 dagen
Stabiliteit (-20°C):	
1 jaar	
Bijsluiter:	mg2_2023-12_v6.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

pasgeborene:	0.62 - 0.91 mmol/L
5 maand - 6 jaar:	0.70 - 0.95 mmol/L
6 jaar - 12 jaar:	0.70 - 0.86 mmol/L
12 jaar - 20 jaar:	0.70 - 0.91 mmol/L
20 jaar - 60 jaar:	0.66 - 1.07 mmol/L
60 jaar - 90 jaar:	0.66 - 0.99 mmol/L
> 90 jaar:	0.70 - 0.95 mmol/L

Eenheden: mmol/L

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	Cobas 6000
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 2601-3

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	540794
B-waarde:	60
Prijs:	0.48

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	540805
B-waarde:	60
Prijs:	0.48

▼ Analysegegevens

Minimum volume test:	2 mL
Labo verkort nummer:	MG.
Medidoc code:	57193A.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/node/956?auth=1>