

## Fabry, ziekte (vrouw)

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	EDTA-tube (paars)
<b>Afname recipient alternatief:</b>	
<b>Staal type:</b>	Volbloed
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	3 mL
<b>Afname condities:</b>	Niet afcentrifugeren
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	
<b>Bijsluiter:</b>	<a href="#">postnataal_genetisch_onderzoek_uz_gent.pdf</a>

### ▼ Interpretatie

**Klinische interpretatie:**

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	UZ Gent
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	1 x per 3 maand
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	
<b>Toestel:</b>	Geen analysetoestel gekend
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	UZ Gent genetica

### ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelwaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelwaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	3 mL
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo verkort nummer:</b>	FABRY.VROUW