

## Fosfor in serum

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Li - heparine (groen)
<b>Afname recipient alternatief:</b>	Serumtube (rood)
<b>Staal type:</b>	Plasma of serum
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	2 mL
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	1 dag
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	4 dagen
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	
1 jaar	
<b>Bijsluiter:</b>	<a href="#">phos2_2024-01_v6.pdf</a>

### ▼ Referentiewaarden

#### Referentiewaarden:

Referentiewaarden tabel (leeg)

**Eenheden:** mmol/L  
**Bron referentiewaarde:** Bijsluiter Roche

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	AZ Sint-Maria Halle
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Apr. Biol. A Schallier
<b>Uitvoersfrequenties:</b>	Doorlopend
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	3 uur
<b>Toestel:</b>	Cobas 6000
<b>Test onder accreditatie:</b>	no

### ▼ Tarificatiegegevens

**Loinc code:** 14879-1

#### ▼ Tarief ambuland

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	540875
<b>B-waarde:</b>	60
<b>Prijs:</b>	0.48

#### ☐ ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	540886
<b>B-waarde:</b>	60
<b>Prijs:</b>	0.48

▼ Analysegegevens

<b>Minimum volume test:</b>	2 mL
<b>Labo verkort nummer:</b>	FOSF.
<b>Medidoc code:</b>	57209A.B