

Adalimumab

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Serumtube (rood)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Serum
Minimale hoeveelheid:	3 mL
Afname condities:	
Bloedstaal centrifugeren. 1 mL serum in nieuwe tube overbrengen: dit staal min. 1 nacht invriezen op -20 °C vóór verzending	
Bewaring:	
Transport condities:	Ingevroren staal
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	
Bijsluiter:	▫ aanvraagformulier_adalimumab_kul.txt

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	KU Leuven
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Prof. Ann Gils
Uitvoerfrequenties:	
Maximum antwoordtijd:	3 weken
Toestel:	
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	3 mL
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	ADM.kwt