

NIPT (Niet-Invasieve Prenatale Test)

▼ Afname condities

| | |
|--|--|
| Afname recipient voorkeur: | Streck-tube |
| Afname recipient alternatief: | |
| Staal type: | Serum |
| Minimale hoeveelheid: | 10 mL |
| Afname condities: | |
| bloedafname ten vroegste vanaf de 11e zwangerschapsweek voor kwalitatieve resultaten | |
| Bewaring: | Koelkast (2 - 8 °C). Staal niet invriezen! |
| Transport condities: | Kamertemperatuur |
| Stabiliteit (KT): | |
| Stabiliteit (4°C): | |
| Stabiliteit (-20°C): | |
| Bijsluiter: | aanvraagformulier_nipt.pdf |

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

| | |
|---|----------------------------|
| Uitvoerend labo: | UZ Brussel |
| Verantwoordelijke klinische bioloog: | Prof. Dr. Bonduelle Maryse |
| Uitvoerfrequenties: | 1 x per week |
| Maximum antwoordtijd: | 2 weken |
| Toestel: | |
| Test onder accreditatie: | no |
| Type aanvraagformulier: | |

▼ Analysegegevens

| | |
|----------------------------------|-------|
| Doorbelwaarde ondergrens: | |
| Doorbelwaarde bovengrens: | |
| Minimum volume test: | 10 mL |
| Interferentie: | |
| Labo verkort nummer: | NIPT |