

NIPT (Niet-Invasieve Prenatale Test)

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Streck-tube
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Serum
Minimale hoeveelheid:	10 mL
Afname condities:	
bloedafname ten vroegste vanaf de 11e zwangerschapsweek voor kwalitatieve resultaten	
Bewaring:	Koelkast (2 - 8 °C). Staal niet invriezen!
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	
Bijsluiter:	aanvraagformulier_nipt.pdf

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	UZ Brussel
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Prof. Dr. Bonduelle Maryse
Uitvoerfrequenties:	1 x per week
Maximum antwoordtijd:	2 weken
Toestel:	
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	10 mL
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	NIPT