

Voriconazole dalspiegel

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur: Heparine plasma (in tube zonder gel)

Afname recipient alternatief:

Staal type: plasma

Minimale hoeveelheid: 1 mL

Afname condities:

De eerste dalspiegel wordt best afgenomen na 4 dagen therapie (steady state) en dit net vóór de volgende toediening.

Bewaring: kamertemperatuur

Transport condities: kamertemperatuur

Stabiliteit (KT):

Stabiliteit (4°C):

Stabiliteit (-20°C):

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

Voor dosisadvies zijn volgende gegevens noodzakelijk: dosisschema, laatste toediening, laatste maaltijd, concomitante therapie

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo: UZ Leuven

Verantwoordelijke klinische Prof. Dr. M. Van Ranst

bioloog:

Uitvoerfrequenties: 2x /week

Maximum antwoordtijd:

Toestel:

Test onder accreditatie: no

Type aanvraagformulier:

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:

Doorbelwaarde bovengrens:

Minimum volume test: 1 mL

Interferentie:

Labo verkort nummer: VORICON.dal