



Instructies afname MRSA-screening

I. Indicatie

- opsporen van kiemdragers in kader van ziekenhuishygiënistische maatregelen
Welke patiënten in aanmerking komen voor screening binnen het ziekenhuis wordt beschreven in de procedure "MRSA" (Zie Infoland).

II. Patiëntvoorbereiding

- Er is echter geen representatieve screening mogelijk bij patiënten tijdens een MRSA-dekolonisatie-schema (tot 2d. na beëindigen dekolonisatie) of onder antibiotherapie actief tegen MRSA.
- Een correcte patiëntidentificatie d.m.v. actieve bevraging naar naam en geboortedatum gaat vooraf aan de staalname.
Staalidentificatie :
Maak voor gehospitaliseerde patiënten gebruik van het scanningsysteem en monsteretiketten afgedrukt via Cyberlab.
Bij ambulante patiënten dient de volledige naam en geboortedatum op het staal te worden vermeld. Externe artsen die gebruik maken van Cyberlab order entry kunnen gebruik maken van de door ons geleverde barcode-etiketten ter identificatie.

III. Benodigheden

- steriele wissers in transportmedium: TSB salt broth (donkerblauwe stop)

IV. Staalcollectie

Een volledige MRSA-screening omvat standaard een afzonderlijke screening van keel, neus en perineum. Daarnaast kunnen aanvullend nog andere sites gescreend worden, zoals bv. een wonde, katheter exitsite....

UITZONDERING: bij kinderen < 6 jaar beperkt de screening zich in het ziekenhuis tot een screening van 2 sites, nl. neus en perineum.



Open de blisterverpakking van de wisser. Bemonster de gewenste site. Gebruik voor elke site een afzonderlijke wisser!

In functie van de aard van de site:

Keel: bemonster m.b.v. de wisser de tonsillen of tonsilbogen

Neus: breng de wisser in beide neusgaten en neem het staal via een roterende beweging af.

Perineum: bestrijk het gebied vanaf vagina of testikels tot anus m.b.v. de wisser.

Breng vervolgens de wisser in het transportmedium en breek de wisser af ter hoogte van het breekpunt.

Schroef de dop dicht.

V. Staalbewaring

Gelieve de wissers zo snel mogelijk naar het labo te brengen. In afwachting van het transport kan het staal in de frigo worden bewaard.

Bewaring gedurende maximaal 24 uur bij 2 tot 8°C is toegestaan.

VI. Referentie

HGR (2003): "Richtlijnen voor de beheersing en preventie van overdracht van MRSA in Belgische ziekenhuizen"