

Parvovirus B19 IgM

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Serumtube (rood)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Serum
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Afname condities:	
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	geen vermelding in bijsluiter
Stabiliteit (4°C):	4 dagen
Stabiliteit (-20°C):	
Bijsluiter:	bijsluiter_chorus_parvovirus_b19_igm_versie_2016-09.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

Negatief: < 0.8 index

Grenzzone: 0.8 - 1.2 index

Positief: > 1.2 index

Eenheden: index
Bron referentiewaarde: Bijsluiter Diesse

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	1 dag
Toestel:	Chorus
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	infectieuze serologie

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 7984-8

▼ Tarief ambulant

RIZIV nomenclatuurnummer:	551655
B-waarde:	250
Prijs:	1.99

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	551666
B-waarde:	250
Prijs:	1.99

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	2 mL
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	PRV.B19.IgM.kwt
Medidoc code:	58499A1B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/parvovirus-b19-igm?auth=1>