

## Parvovirus B19 IgM

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Serumtube (rood)
<b>Afname recipient alternatief:</b>	
<b>Staal type:</b>	Serum
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	2 mL
<b>Afname condities:</b>	
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	geen vermelding in bijsluiter
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	4 dagen
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	
<b>Bijsluiter:</b>	<a href="#">bijsluiter_chorus_parvovirus_b19_igm_versie_2016-09.pdf</a>

### ▼ Referentiewaarden

#### Referentiewaarden:

Negatief: < 0.8 index

Grenzzone: 0.8 - 1.2 index

Positief: > 1.2 index

**Eenheden:** index  
**Bron referentiewaarde:** Bijsluiter Diesse

### ▼ Interpretatie

#### Klinische interpretatie:

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	AZ Sint-Maria Halle
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Apr. Biol. A Schallier
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	Doorlopend
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	1 dag
<b>Toestel:</b>	Chorus
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	infectieuze serologie

### ▼ Tarificatiegegevens

**Loinc code:** 7984-8

#### ▼ Tarief ambulant

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	551655
<b>B-waarde:</b>	250
<b>Prijs:</b>	1.99

#### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	551666
<b>B-waarde:</b>	250
<b>Prijs:</b>	1.99

### ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelwaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelwaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	2 mL
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo verkort nummer:</b>	PRV.B19.IgM.kwt
<b>Medidoc code:</b>	58499A1B

---

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/parvovirus-b19-igm?auth=1>