

Witte bloedcellen in gewrichtsvocht

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Steriel recipiënt
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Lumbaal vocht
Minimale hoeveelheid:	0.5 ml
Afname condities:	
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	1 dag
Stabiliteit (4°C):	1 dag
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	Algemeen Ziekenhuis Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Dr. De Loecker
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	1 uur
Toestel:	XN 3000 Symex hematoanalyser
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	0.5 ml
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	WBC.GEV