

Intrinsiek factor antistoffen

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Serumtube (rood)
Afname recipient alternatief:	Li - heparine (groen)
Staal type:	Serum of plasma
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Afname condities:	
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	8 uur
Stabiliteit (4°C):	2 weken
Stabiliteit (-20°C):	
Bijsluiter:	▫ bijsluiter_intrinsic_factor_2016-06_v20.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

negative	equivocal	positive
< 7	7-10	> 10

Eenheden:	U/mL
Bron referentiewaarde:	Bijsluiter Thermofisher

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	2 dagen
Toestel:	Immunocap 250
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 24383-2

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	556356
B-waarde:	450
Prijs:	3.58

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	556360
B-waarde:	450
Prijs:	3.58

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:
Doorbelwaarde bovengrens:

Minimum volume test:	2 mL
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	IF.as.kwt
Medidoc code:	44503A.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/intrinsiek-factor-antistoffen?auth=1>