

Calcium in 24 uurs urine

▼ Afname condities

| | |
|-----------------------------------|--|
| Afname recipient voorkeur: | Container voor 24uurs collectie |
| Staal type: | Urine |
| Afname condities: | Afnamecontainer moet 20 mL HCl 6M bevatten |
| Bewaring: | Kamertemperatuur |
| Transport condities: | Kamertemperatuur |
| Stabiliteit (KT): | 2 dagen |
| Stabiliteit (4°C): | 4 dagen |
| Stabiliteit (-20°C): | 3 weken |
| Bijsluiter: | ca2_2023-08_v6.pdf |

▼ Uitvoeringsinformatie

| | |
|---|----------------------------|
| Uitvoerend labo: | Algemeen Ziekenhuis Halle |
| Verantwoordelijke klinische bioloog: | Apr. Biol. A Schallier |
| Uitvoerfrequenties: | Doorlopend |
| Maximum antwoordtijd: | 3 uur |
| Toestel: | Cobas 6000 |
| Test onder accreditatie: | no |
| Type aanvraagformulier: | Algemeen aanvraagformulier |

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 14637-3

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer: 543196
B-waarde: 60
Prijs: 0.48

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer: 543200
B-waarde: 60
Prijs: 0.48

▼ Analysegegevens

Labo verkort nummer: CA.24u.
Medidoc code: 57377B.U