

Magnesium in urinestaal

▼ Afname condities

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Afname recipient voorkeur: | Urinetube |
| Staal type: | Urine |
| Minimale hoeveelheid: | 10 mL |
| Bewaring: | Kamertemperatuur |
| Transport condities: | Kamertemperatuur |
| Stabiliteit (KT): | 3 dagen |
| Stabiliteit (4°C): | 3 dagen |
| Stabiliteit (-20°C): | 1 jaar |
| Bijsluiter: | mg2_2023-12_v6.pdf |

▼ Uitvoeringsinformatie

| | |
|---|----------------------------|
| Uitvoerend labo: | Algemeen Ziekenhuis Halle |
| Verantwoordelijke klinische bioloog: | Apr. Biol. A Schallier |
| Uitvoerfrequenties: | Doorlopend |
| Maximum antwoordtijd: | 3 uur |
| Toestel: | Cobas 6000 (APP00255) |
| Test onder accreditatie: | no |
| Type aanvraagformulier: | Algemeen aanvraagformulier |

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambulant

| | |
|----------------------------------|--------|
| RIZIV nomenclatuurnummer: | 540794 |
| B-waarde: | 60 |
| Prijs: | 0.48 |

▼ Tarief vrijblijvend

| | |
|----------------------------------|--------|
| RIZIV nomenclatuurnummer: | 540805 |
| B-waarde: | 60 |
| Prijs: | 0.48 |

▼ Analysegegevens

| | |
|-----------------------------|----------|
| Minimum volume test: | 10 mL |
| Labo verkort nummer: | MG.URI. |
| Medidoc code: | 57409A.U |