

Clomipramine in urine

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Urinetube
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Urine
Minimale hoeveelheid:	20 mL
Afname condities:	
Bewaring:	Koelkast tot verzending
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	UZ Brussel
Verantwoordelijke klinische bioloog:	
Uitvoerfrequenties:	Dagelijks
Maximum antwoordtijd:	2 dagen
Toestel:	GC-MS
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	547875
B-waarde:	1400
Prijs:	11.15

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	547886
B-waarde:	1400
Prijs:	11.15

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	20 mL
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	CLPM.kwl.URI