

Clomipramine in plasma

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Li - heparine (groen)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Plasma
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Afname condities:	
Bewaring:	Centrifugeren en plasma bewaren in koelkast tot verzending
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	UZ Brussel
Verantwoordelijke klinische bioloog:	
Uitvoerfrequenties:	Dagelijks
Maximum antwoordtijd:	2 dagen
Toestel:	GC-MS
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 3491-8

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	547153
B-waarde:	1600
Prijs:	12.74

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	547164
B-waarde:	1600
Prijs:	12.74

▼ Analysegegevens

Doorbewaarde ondergrens:	
Doorbewaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	2 mL
Interferentie:	
Labo aanvraagnummer:	3960
Labo verkort nummer:	CLPM
Medidoc code:	63114U.B