

## Clomipramine in plasma

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Li - heparine (groen)
<b>Afname recipient alternatief:</b>	
<b>Staal type:</b>	Plasma
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	2 mL
<b>Afname condities:</b>	
<b>Bewaring:</b>	Centrifugeren en plasma bewaren in koelkast tot verzending
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	

### ▼ Interpretatie

**Klinische interpretatie:**

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	UZ Brussel
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	Dagelijks
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	2 dagen
<b>Toestel:</b>	GC-MS
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	

### ▼ Tarificatiegegevens

**Loinc code:** 3491-8

#### ▼ Tarief ambuland

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	547153
<b>B-waarde:</b>	1600
<b>Prijs:</b>	12.74

#### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	547164
<b>B-waarde:</b>	1600
<b>Prijs:</b>	12.74

### ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	2 mL
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo aanvraagnummer:</b>	3960
<b>Labo verkort nummer:</b>	CLPM
<b>Medidoc code:</b>	63114U.B