

## Methadone in urine

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Urinetube
<b>Afname recipient alternatief:</b>	
<b>Staal type:</b>	Urine
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	10 ml
<b>Afname condities:</b>	PH moet liggen tussen 5 en 8
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	5 dagen
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	14 dagen
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	6 maanden

### ▼ Interpretatie

**Klinische interpretatie:**

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	RZ Halle
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	Doorlopend
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	3 uur
<b>Toestel:</b>	Cobas Pro
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	toxocologie

### ▼ Tarificatiegegevens

#### ▼ Tarief ambuland

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	547153
<b>B-waarde:</b>	1600
<b>Prijs:</b>	12.74

#### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	547164
<b>B-waarde:</b>	1600
<b>Prijs:</b>	12.74

### ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelwaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelwaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	10 ml
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo verkort nummer:</b>	METD.URI.kwl.conf