

Adrenaline in 24 uur urine

▼ Afname condities

| | |
|--------------------------------------|---|
| Afname recipient voorkeur: | Aangezuurde debietpot voor 24 uur urine |
| Afname recipient alternatief: | |
| Staal type: | Urine |
| Minimale hoeveelheid: | 10 mL |
| Afname condities: | Bewaren in koelkast tijdens collecte |
| Bewaring: | Ingevroren bewaren tot verzending |
| Transport condities: | Ingevroren verzenden |
| Stabiliteit (KT): | |
| Stabiliteit (4°C): | 1 dag |
| Stabiliteit (-20°C): | |

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

| GESLACHT | LEEFTIJD | WAARDE ($\mu\text{g}/\text{g creat}$) |
|----------|----------------------------------|---|
| Man | vanaf geboorte tot en met 4 jaar | < 75 |
| Man | vanaf 5 jaar tot en met 9 jaar | < 60 |
| Man | vanaf 10 jaar tot en met 14 jaar | < 20 |
| Man | vanaf 15 jaar | 1.0 tot 14.0 |
| Vrouw | vanaf geboorte tot en met 4 jaar | < 75 |
| Vrouw | vanaf 5 jaar tot en met 9 jaar | < 60 |
| Vrouw | vanaf 10 jaar tot en met 14 jaar | < 20 |
| Vrouw | vanaf 15 jaar | 1.0 tot 17.0 |

| GESLACHT | LEEFTIJD | WAARDE ($\mu\text{g}/\text{collecte}$) |
|----------|--------------------------------------|--|
| Man | vanaf geboorte tot en met 12 maanden | < 2.5 $\mu\text{g}/24\text{h}$ |
| Man | vanaf 1 jaar tot 2 jaar | < 3.5 $\mu\text{g}/24\text{h}$ |
| Man | vanaf 2 jaar tot en met 3 jaar | < 6 $\mu\text{g}/24\text{h}$ |
| Man | vanaf 4 jaar tot en met 6 jaar | < 10 $\mu\text{g}/24\text{h}$ |
| Man | vanaf 7 jaar tot en met 9 jaar | < 14 $\mu\text{g}/24\text{h}$ |
| Man | vanaf 10 jaar tot en met 14 jaar | < 20 $\mu\text{g}/24\text{h}$ |
| Man | vanaf 15 jaar | 1 - 18 $\mu\text{g}/24\text{h}$ |
| Vrouw | vanaf geboorte tot en met 12 maanden | < 2.5 $\mu\text{g}/24\text{h}$ |
| Vrouw | vanaf 1 jaar tot 2 jaar | < 3.5 $\mu\text{g}/24\text{h}$ |
| Vrouw | vanaf 2 jaar tot en met 3 jaar | < 6 $\mu\text{g}/24\text{h}$ |
| Vrouw | vanaf 4 jaar tot en met 6 jaar | < 10 $\mu\text{g}/24\text{h}$ |
| Vrouw | vanaf 7 jaar tot en met 9 jaar | < 14 $\mu\text{g}/24\text{h}$ |
| Vrouw | vanaf 10 jaar tot en met 14 jaar | < 20 $\mu\text{g}/24\text{h}$ |
| Vrouw | vanaf 15 jaar | 1 - 14 $\mu\text{g}/24\text{h}$ |

Eenheden: $\mu\text{g}/24\text{u}$

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

| | |
|---|-------------------------|
| Uitvoerend labo: | UZ Brussel |
| Verantwoordelijke klinische bioloog: | Dr Ilse Weets |
| Uitvoersfrequenties: | 2 x per week (di en do) |
| Maximum antwoordtijd: | 7 dagen |
| Toestel: | HPLC Agilent 1200 |

Test onder accreditatie: no
Type aanvraagformulier: Immunologie

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 2232-7

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer: 546512
B-waarde: 1400
Prijs: 11.15

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer: 546523
B-waarde: 1400
Prijs: 11.15

▼ Analysegegevens

Doorbewaarde ondergrens:
Doorbewaarde bovengrens:
Minimum volume test: 10 mL
Interferentie:
Labo verkort nummer: ADRN.24u
Medidoc code: 63006N.U