

Glucose in punctievocht

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Steriel recipient
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Punctievocht
Minimale hoeveelheid:	1 ml
Afname condities:	
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	1 dag
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Referentiewaarden

Eenheden:	mg/dL
Bron referentiewaarde:	Bijsluiters Roche

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	RZ Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	
Uitvoersfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	Cobas CEE 1 - APP00180, Cobas CE 2 - APP00255,
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	biochemie

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code:	2344-0
--------------------	--------

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	1 ml
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	GLU.VOC
Medidoc code:	57597A.P