

## C-telopeptide

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	EDTA (paars)
<b>Afname recipient alternatief:</b>	Li - heparine (groen)
<b>Staal type:</b>	Plasma
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	1 mL
<b>Afname condities:</b>	Patiënt moet nuchter zijn
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	1 dag
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	3 dagen
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	3 maanden

### ▼ Referentiewaarden

<b>Eenheden:</b>	pg/mL
<b>Bron referentiewaarde:</b>	

### ▼ Interpretatie

**Klinische interpretatie:**

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	ULB Erasmus
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	maandag - vrijdag
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	3 dagen
<b>Toestel:</b>	Modular E170
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	Hormonologie

### ▼ Tarificatiegegevens

#### ▼ Tarief ambulante

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	542754
<b>B-waarde:</b>	400
<b>Prijs:</b>	3.18

#### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	542765
<b>B-waarde:</b>	400
<b>Prijs:</b>	3.18

#### ▼ Niet RIZIV prijs

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	542754
<b>B-waarde:</b>	600
<b>Prijs:</b>	4.78

### ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	1 mL

**Interferentie:**

**Labo verkort nummer:**

TELO

---

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/c-telopeptide?auth=1>