

C-telopeptide

▼ Afname condities

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Afname recipient voorkeur: | EDTA (paars) |
| Afname recipient alternatief: | Li - heparine (groen) |
| Staal type: | Plasma |
| Minimale hoeveelheid: | 1 mL |
| Afname condities: | Patiënt moet nuchter zijn |
| Bewaring: | Kamertemperatuur |
| Transport condities: | Kamertemperatuur |
| Stabiliteit (KT): | 1 dag |
| Stabiliteit (4°C): | 3 dagen |
| Stabiliteit (-20°C): | 3 maanden |

▼ Referentiewaarden

| | |
|-------------------------------|-------|
| Eenheden: | pg/mL |
| Bron referentiewaarde: | |

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

| | |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Uitvoerend labo: | ULB Erasmus |
| Verantwoordelijke klinische bioloog: | |
| Uitvoerfrequenties: | maandag - vrijdag |
| Maximum antwoordtijd: | 3 dagen |
| Toestel: | Modular E170 |
| Test onder accreditatie: | no |
| Type aanvraagformulier: | Hormonologie |

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambulante

| | |
|----------------------------------|--------|
| RIZIV nomenclatuurnummer: | 542754 |
| B-waarde: | 400 |
| Prijs: | 3.18 |

▼ Tarief vrijblijvend

| | |
|----------------------------------|--------|
| RIZIV nomenclatuurnummer: | 542765 |
| B-waarde: | 400 |
| Prijs: | 3.18 |

▼ Niet RIZIV prijs

| | |
|----------------------------------|--------|
| RIZIV nomenclatuurnummer: | 542754 |
| B-waarde: | 600 |
| Prijs: | 4.78 |

▼ Analysegegevens

| | |
|---------------------------------|------|
| Doorbelaarde ondergrens: | |
| Doorbelaarde bovengrens: | |
| Minimum volume test: | 1 mL |

Interferentie:

Labo verkort nummer:

TELO

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/c-telopeptide?auth=1>