

Benzodiazepine in urine

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Urinetube
Staal type:	Urine
Minimale hoeveelheid:	10 mL
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	24 uur
Stabiliteit (4°C):	5 dagen
Bijsluiter:	bnz2_2024-10_v6.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarde:	0 - 100 ng/mL
Referentiewaarden:	

Positief screeningsresultaat wordt geconfirmeerd in ASZ Aalst.

Eenheden:	ng/mL
Bron referentiewaarde:	Bijsluiter Microgenics

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	Cobas 6000
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	urine toxicologie

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code:	9428-4
--------------------	--------

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	547875
B-waarde:	1400
Prijs:	11.15

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	547886
B-waarde:	1400
Prijs:	11.15

▼ Analysegegevens

Minimum volume test:	10 mL
Labo aanvraagnummer:	6350
Labo verkort nummer:	BZDZ.URI
Medidoc code:	57851B_U