

C1 esterase inhibitor (activiteit)

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Serumtube (rood)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Serum
Minimale hoeveelheid:	1 mL
Afname condities:	Staal na afname onmiddellijk centrifugeren en serum invriezen
Bewaring:	Diepvries
Transport condities:	Ingevroren
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Referentiewaarden

Eenheden:	g/L
Bron referentiewaarde:	

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	UZ Leuven
Verantwoordelijke klinische bioloog:	
Uitvoersfrequenties:	1 x per week
Maximum antwoordtijd:	10 dagen
Toestel:	
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	toxicologie

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 4478-4

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	556172
B-waarde:	250
Prijs:	1.99

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	556183
B-waarde:	250
Prijs:	1.99

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	1 mL
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	COMP.C1q.act
Medidoc code:	57217v.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/c1-esterase-inhibitor-activiteit?auth=1>