

Antithrombine III

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Citraat-tube (blauw)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Plasma
Minimale hoeveelheid:	4,5 mL
Afname condities:	Tube moet volledig gevuld zijn
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	1 dag
Stabiliteit (4°C):	5 dagen
Stabiliteit (-20°C):	1 maand

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarde:	80 - 120%
Eenheden:	%

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	UZ Brussel
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Dr Ilse Weets
Uitvoersfrequenties:	1x/week
Maximum antwoordtijd:	8 dagen
Toestel:	ACLTOP
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Stolling

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambulante

RIZIV nomenclatuurnummer:	554116
B-waarde:	125
Prijs:	1.00

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	554120
B-waarde:	125
Prijs:	1.00

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	4,5 mL
Interferentie:	
Labo aanvraagnummer:	1330
Labo verkort nummer:	AT.ag
Medidoc code:	58111A.B

